

Kinder verpleegbed

Bambino

Geschikt voor thuiszorg en verpleeghuis

Het ideale kinderbed voor een optimale verzorging.

Ondersteuning door techniek,
functionaliteit en design.

Re-Actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4

3882 TR Putten

Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

Kinder verpleegbed Bambino



Ons kinderbed is een verpleegbed, aangepast voor kinderen vanaf 14 jaar. De openingen van de zijhekken zijn <12 cm (naar norm DIN EN 1970 en DIN EN 60601-2-38).

Standaard:

- Houten ombouw met applicatie
- Elektrisch verstelbaar hoofddeel en knieknik
- Elektrische hoogte verstelling
- Knik van het voetdeel omkeerbaar met handbediening
- Ligvlak met rooster
- Zijhekken ontworpen voor 12cm matras
- Inclusief papagaai en triangel
- 4 delig ligvlak voor eenvoudig transport deelbaar (motoren blijven in het frame)
- Hoofd- en voetendeel afzonderlijk instelbaar
- Vier beremde wielen met blokkeerfunctie
- Trendelenburg en anti-trendelenburg mogelijk
-

Afrolkussen:

- RG50, dit vaste schuim maakt het mogelijk om in en uit het bed te kruipen
- Katoenen bekleding met ritssluiting, makkelijk te reinigen
- Voorzien van klittenband om het afrolkussen te bevestigen
- Riemen voor bevestiging aan het bed

Technische omschrijving	Bambino FB	Bambino FB-60 Hub	Bambino FB	Bambino FB-60 Hub
Verpleegbed Bambino				
Afmetingen ligvlak (cm)	90x200	90x200	120x200	120x200
Linak motorentechniek	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Elektrisch in hoogte verstelbaar (cm)	22-62	22-82	22-62	22-82
Elektrisch voet- en hoofdverstelling	Ja	Ja	Ja	Ja
Maximaal gebruikersgewicht (kg)	135	135	220	220
Inclusief papagaai en triangel	Ja	Ja	Ja	Ja

Afrolkleed RG50 / Artikelnummer IN-217-0

Afrolkleed 2-delig, Multi color bekleding met rits en klitteband voor fixering aan de bedombouw
Afmeting: 100 x 60 x 30 cm, 1 paar

Afrolkleed RG25 / Artikelnummer IN-218-0

Afrolkleed eendelig, enkelkleurige bekleding zonder rits: afmeting 200 x 60 x 30 cm, 1 stuks

Prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.