



Bed in bedstelsysteem

Sanlift

Geschikt voor thuiszorg en verpleeghuis

Het betrouwbare bed in bedstelsysteem.

Onze bed in bedsystemen zijn eenvoudig te installeren en te onderhouden.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4

3882 TR Putten

Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

Sanlift bed in bedstelsysteem



Het Sanlift bed in bedstelsysteem is zeer eenvoudig en snel op te bouwen. Geschikt voor de meeste situaties thuis.


Keuze uit verschillende ligbodems. Door de hoge standaard uitrusting biedt de Sanlift meer comfort en flexibiliteit. Ons Sanlift bed in bedstelsysteem is een technisch hoogwaardig systeem met een modern design en past in de meeste bed ombouwen.

Standaard:

- 4-delige ligbodem
- Eenvoudig op te bouwen
- Belastbaar tot 135 kg
- Bedgalg of infuushouder mogelijk
- Knieknik
- Leverbaar in verschillende lengte maten 200cm standaard
- Handbediening met beveiliging
- 3 motoren
- Noodbatterij systeem leverbaar

Optie

- Nachtkastje in verschillende uitvoeringen
- Mobilia als uitstap / zit verpleegbed
- Kledingkast
- Tafel en stoelen
- Verpleegbedden



Technische gegevens	Sanlift
Omschrijving	Bed in bedstelsysteem
Hoogte verstelling	40 tot 80 cm
Ligvlak	80 x 180 / 80 x 200 / 90 x 190 / 90 x 200 / 100 x 200 cm
Maximaal gebruikersgewicht	135 kg
Rugverstelling	Tot 70 gr
Boven been verstelling	Tot 20 gr
Onderbeen verstelling	D.m.v. raster
Ligvlak	Is niet deelbaar
Onderstel	Keuze uit raster of houtenlatten 4 x verstelbare voet
Bruto Advies prijs vanaf:	€1039,00
Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.	