

Elektrisch rolstoel

Bonito

Mobiliteit voor elke dag

Met de juiste aandrijving gaat alles veel gemakkelijker.

Onze E-stoelen begeleiden u door een bewegend leven van alle dag.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4
3882 TR Putten
Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

- Mechanische rugverstelling bediening door gebruiker in de stoel mogelijk
- Rugverstelling in stappen – 10, 0, 10, 20, 30 gr
- Batterijconstructie voor 40 tot 75 amp batterijen
- Geveerde zitting.
- Comfort beensteunen of amputatie beensteunen mogelijk
- Grote aandrijfwielen voor een goede recht uitloop en het eenvoudig nemen van hindernissen



Optie voor alle modellen:

- Comfortzitting, Auto zitting of Captain seat
- Batterijen 2 x 12 V / 75 voor maximale actieradius +/- 45 km
- Batterijen 2 x 12 V / 40 voor een betere hanteerbaarheid bij transport (Gewicht ca 33 kg incl. batterijbox)

Bonito



De Bonito zorgt met zijn frame stabilisator aan de voorzijde, bij zware belasting op de voetplaten en/of beensteunen, dat de Bonito weinig last heeft van torsie krachten. Met een maximale snelheid van 6 km/h en een

actieradius van 35 km is de mobiliteit voor dagelijks gebruik gegarandeerd. En wanneer u op reis wilt is dat geen probleem, de ombouw voor transport in de auto is eenvoudig. De goede zitting en de gebruiksvriendelijke bediening van de Joystick zorgen voor comfort en veiligheid.

Standaard bij de Bonito:

- Motor 2 x 230 w
- Batterijen 2 x 12V/55 amp
- Zitbreedte traploos verstelbaar van 46 tot 52 cm.
- Zitdiepte traploos verstelbaar van 42 tot 47 cm
- Joystick, bevestiging links of rechts.
- Controller PGDTVR2
- Motor 2 x 320 W
- Maximale belasting 150 Kg
- Gewicht (incl 2 x 55 amp batterijen) Ca 85 Kg.
- Armleggers traploos in hoogte verstelbaar met individueel instelbare stopfunctie
- Zijdelen en armleggers zijn afneembaar.

