

## Rolstoelen

### CANEO SMART 36 cm

Onze rolstoelen begeleiden u door een bewegend leven van alle dag.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-Actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4

3882 TR Putten

Holland

E-mail: [info@re-actief.com](mailto:info@re-actief.com)

Website: [www.re-actief.com](http://www.re-actief.com)

Tel: +31 (0) 341 350593

## CANEO SMART 36 cm zitbreedte



*In de Dietz CANEO SMART wordt een lichte bouwwijze gecombineerd met een hoge frame stabiliteit. Door het hoge aantal opties is deze stoel inzetbaar in alle niveaus van de kwaliteitsverzorging.*

*De Caneo SMART is uitermate geschikt voor de mensen die een zitbreedte nodig hebben van 36 cm. De rolstoel is door zijn vele opties geschikt voor (semi) permanent gebruik. Ook voor de uitleen is de Caneo SMART een trouwe partner door het robuuste aluminium frame*

#### Standaard:

- Roestbestendig aluminium frame
- Kiepbestendig tot 10°
- Armleggers instelbaar in korte of lange versie
- Armleggers in hoogte verstelbaar
- Zijdelen naar achter wegklapbaar
- Wegklapbare en afneembare beensteunen
- Voorwielen instelbaar
- Quick release achterwielen
- Zithoogte instelbaar
- Zitdiepte instelbaar 40 en 44 cm
- Span rug
- Voetplaten in hoek en hoogte verstelbaar
- Opvouwbaar frame
- Bekleding van hoogwaardig kunststof
- Leverbaar in zitbreedtes: 48 of 51 cm
- Kleine hoek verstelling (-3°, 0° und +3°).
- Leverbaar met verschillende zit- en rugvoorzieningen



#### Technische gegevens Dietz CANEO SMART

Omschrijving	Rolstoel zelfbeweger opvouwbaar
Kleur	Ivoorwit
Zitbreedte	36 cm ook leverbaar in 39 / 42 / 45 / 48 / 51 cm
Zitdiepte	40/44cm
Zithoogte	42 / 45 / 48 / 51 cm (alle typen)
Rughoogte	40 / 43cm
Armlegger hoogte	24/26/28 instelbaar
Aandrijfwiel	24", PU banden met quickrelease as
Zwenkwiel	7", PU
Totale breedte	49 / 59 / 62 / 65 / 68 / 71 cm
Totale hoogte	92 cm
Totale lengte	103 cm - zonder beensteunen 77 cm
Opgevouwen maat	31 cm
Maximaal gebruikers gewicht	120 / 120 / 120 / 120 / 130* / 130 *kg *dubbel kruisframe
Artikelnummer	210136 / 210139 / 210142 / 210145 / 210148 / 210151**
Artikelnummer met trommelremmen	211136 / 211139 / 211142 / 211145 / 211148 / 211151**