

## Scootmobielen

### Dietz Alvaro 15 km

Met de juiste aandrijving gaat alles veel gemakkelijker.

Onze scootmobielen begeleiden u door een bewegend leven van alle dag.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

**Re-actief Zorghulpmiddelen BV**

Hoge Eng West 2-4

3882 TR Putten

Holland

E-mail: [info@re-actief.com](mailto:info@re-actief.com)

Website: [www.re-actief.com](http://www.re-actief.com)

Tel: +31 (0) 341 350593

## Dietz Alvaro Scootmobiel



*De Dietz Alvaro biedt de gebruiker een aansprekend design, de modernste uitvoering en een eenvoudige bediening.*

*De technische uitrusting van deze scootmobiel maakt het mogelijk om altijd de juiste zitpositie te vinden en in luxe comfortabel te rijden.*

#### Standaard

- Snelheid 15 km/h
- 600 Watt motor vermogen
- Gel batterijen en oplader
- Actieradius 35 tot 45 km
- Verlichtingset en knipperlichten
- Luchtbanden 31 cm
- Stuur instelbaar met delta handgreep
- Stoel met verstelbare rugleuning, armleggers en hoofdsteun
- Vering rondom
- Bodem vrijheid 13 cm
- Handrem
- Snelheid instelbaar tot 15 km/h.
- Achteruitkijk spiegel
- Mand
- Achterwiel aandrijving

#### Technische gegevens Dietz Alvaro 15 km

Omschrijving	Scootmobiel
Totale lengte zonder toebehoor	139 cm
Kleur	Zilver of zwart
Zithoogte	instelbaar
Totale breedte	63 cm
Snelheid	0 < 15 kmh
Draaicirkel	130 cm
Maximale hoek	15%
Actieradius	Ca. 40 km
Motor vermogen	600 watt
Laadtijd	Ca 6 uur
Batterijen	2 x 12 v 50 amp
Banden	31 cm
Maximale belasting	133 kg
Bodem vrijheid	13 cm
Artikel nummer	100123 / 4
Bruto Advies prijs	€3495,00

Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.