

Scootmobielen

Dietz Aruba scooter

Met de juiste aandrijving gaat alles veel gemakkelijker.

Onze scootmobielen begeleiden u door een bewegend leven van alle dag.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-Actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4

3882 TR Putten

Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

Dietz Aruba Scootmobiel



De Aruba overtuigd door zijn rij eigenschappen en laat zich eenvoudig manoeuvreren door een drukke winkelstraat of winkel.

Standaard

- Champagne kleur
- 250 Watt motor vermogen
- Gel batterijen en oplader
- Actieradius 32 km
- Verlichtingset
- Luchtbanden
- Anti-kiep wielen
- Bodemvrijheid 5 cm
- Maximale drempel hoogte 5 cm
- Maximaal gebruikers gewicht 130 Kg
- Achterwielaandrijving, automaat 24 volt
- 2 Jaar Garantie, 6 maanden op batterijen

Technische gegevens Dietz Aruba

Omschrijving	Scootmobiel
Kleur	Champagne
Zithoogte	55 cm
Totale breedte	50 CM
Snelheid	6
Draaicirkel	235 cm
Maximale hoek	8%
Actieradius	Ca. 30 km
Motor vermogen	250 watt
Laadtijd	5 uur
Batterijen	2 x 12 v/ 35 amp
Banden	2,5 x 10
Maximale belasting	130 Kg
Gewicht incl batterijen	78 Kg
Artikel nummer	100137
Bruto Advies prijs	€2099,00

Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.