



## Badplank

### Dietz Santilo

Badplank met handgreep

Ondersteuning door techniek,  
functionaliteit en design.

Re-actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4

3882 TR Putten

Holland

E-mail: [info@re-actief.com](mailto:info@re-actief.com)

Website: [www.re-actief.com](http://www.re-actief.com)

Tel: +31 (0) 341 350593

## Dietz badplank Santilo



*De Santilo badplank geeft ondersteuning en zekerheid bij het in en uitstappen van het bad. De grote anatomische gevormde zitting laat u aangenaam zitten en geeft plaats voor zeep of shampoo fles.*

- ABS kunststof met aluminium versterkt
- Ergonomisch gevormde handgreep
- Anti slip onder de badplank
- Leverbaar in 2 breedte maten

Wij leveren ook:

- Badbeugels 30 / 45 / 60 en 90 cm
- Toiletbeugels opklapbaar met of zonder voet
- Toiletverhogers
- Douche krukken
- Douche / toiletstoelen
- Elektrische badliften

Technische gegevens	Santilo Badplank
Omschrijving	Badplank
Instellingen	38 – 65 cm
Zitbreedte	59 cm
Zitdiepte	24 cm
Maat badplank 140000	69 / 35 / 16
Maat badplank 140001	74 / 35 / 16
Maximaal gebruikers gewicht	150 kg
Gewicht	2,7 Kg

Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.