

Rolstoelen

Dietz Basico

De stabiele betrouwbare zelfbeweger.

Onze rolstoelen begeleiden u door een bewegend leven van alle dag.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4

3882 TR Putten

Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

Dietz Basico zelfbeweger



In de Dietz Basico wordt een lichte bouwwijze gecombineerd met een hoge frame stabiliteit. Door het hoge aantal opties is deze stoel inzetbaar in alle niveaus van de kwaliteitsverzorging.

Standaard:

- Zilver metallic kleur
- Wegklapbare armleggers
- Wegklapbare en afneembare beensteunen
- Belastbaar tot 130 kg
- Quick release achterwielen
- Opvouwbaar frame
- Leverbaar in verschillende zitbreedtes: 39 – 51 cm

Optie:

- Comfort beensteunen
- Anti- kiepwielen
- Anti diefstal beugel
- Hoofdsteen
- Boodschappen netje
- Regencap
- Veiligheidsgordel
- Oprijplaten
- In hoogte verstelbare handgrepen
- Wiel stand verlenging
- Ook leverbaar als XXL rolstoel

Technische gegevens Dietz Basico

Omschrijving	Rolstoel
Zitbreedte	39 / 42 / 45 / 48 / 51 cm
Zitdiepte	42 / 42 / 42 / 42 / 46 cm
Zithoogte	50 / 50 / 50 / 50 / 50 cm
Rughoogte	40 / 40 / 40 / 40 / 40 cm
Armlegger hoogte	22 / 22 / 22 / 22 / 22 cm
Totale breedte	57,5 / 60,5 / 63,5 / 67 / 69,5 cm
Totale hoogte	90
Totale lengte	102 / 102 / 102 / 102 / 106 cm
Opgevouwen maat	27,5 cm
Maximaal gebruikers gewicht	130 / 130 / 130 / 140 / 140 kg (alleen met dubbel kruisframe)
Gewicht rolstoel	18,4 / 18,5 / 18,8 / 19,5 / 19, 8 kg

Bruto Advies prijs vanaf:

€273,00

Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.