

Bechle BRADO

lichtgewicht rollator

De elegante, betrouwbare partner voor onderweg.

Inclusief betrouwbaarheid en exclusiviteit.

Onze rollatoren begeleiden u door een bewegend leven van alle dag.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4
3882 TR Putten
Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

Bechle Brado lichtgewicht rollator



De Bechle Brado overtuigt door het totale concept van wiel tot handgreep. De Brado is leverbaar in 2 uitvoeringen en leverbaar met een pallet van toebehoor.

De Bechle Brado is een technische hoogwaardige rollator met een modern design.

Standaard:

- 7,2 kg gewicht
- Eenvoudig met 1 hand opklapbaar
- Leverbaar in 2 frame hoogtes
- Belastbaar tot 150 kg
- Opgevouwen slechts 22 cm breed
- Eenvoudig afneembare tas



Toebehoren:

- | | |
|-------------------|--------|
| ▪ Boodschappentas | €68,00 |
| ▪ Inkoopkorf | €59,00 |
| ▪ Rugleuning | €54,00 |
| ▪ Led lamp | €23,50 |
| ▪ Paraplu | €88,00 |



Technische gegevens Dietz Brado

Omschrijving	Rollator S type 341
Hoogte handgrepen	67 – 82 cm
Zithoogte	52,5 cm
Hoogte samengeklapt	67 cm
Omschrijving	Rollator M type 342
Hoogte handgrepen	78 – 102 cm
Zithoogte	62,5 cm
Hoogte samengeklapt	78 cm
Lengte	66 cm
Breedte	60 cm
Gewicht	7,2
Gebruikersgewicht	150 Kg
Maximaal gewicht in tas, mand of korf	5 Kg

Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.