

Rolstoelen

Dietz CANEO_S

Onze rolstoelen begeleiden u door een bewegend leven van alle dag.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4
3882 TR Putten

Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

Dietz CANEO_S lichtgewicht zelfbeweger



In de Dietz CANEO_S wordt een lichte bouwwijze gecombineerd met een hoge frame stabiliteit. Door het hoge aantal opties is deze stoel inzetbaar in alle niveaus van de kwaliteitsverzorging.

Standaard:

- Roestbestendig aluminium frame
- Kiepbestendig tot 10°
- Armleggers instelbaar in korte of lange versie
- Armleggers in hoogte verstelbaar
- Zijdelen naar achter wegklapbaar
- Wegklapbare en afneembare beensteunen
- Voorwielen instelbaar
- Quick release achterwielen
- Zithoogte instelbaar
- Zitdiepte instelbaar 40 en 44 cm
- Span rug
- Voetplaten in hoek en hoogte verstelbaar
- Opvouwbaar frame
- Bekleding van hoogwaardig kunststof
- Leverbaar in zitbreedtes: 48 of 51 cm
- Kleine hoek verstelling (-3°, 0° and +3°).



Technische gegevens Dietz CANEO_S

Omschrijving	Rolstoel zelfbeweger opvouwbaar
Kleur	Ivoorwit
Zitbreedte	39 / 42 / 45 / 48 / 51 cm
Zitdiepte	40/44cm
Zithoogte	42 / 45 / 48 / 51 cm (alle typen)
Rughoogte	40 / 43cm
Armlegger hoogte	24/26/28 instelbaar
Aandrijfwiel	24", PU banden met quickrelease as
Zwenkwiel	7", PU
Totale breedte	59 / 62 / 65 / 68 / 71 cm
Totale hoogte	92 cm
Totale lengte	103 cm - zonder beensteunen 77 cm
Opgevouwen maat	31 cm
Maximaal gebruikers gewicht	120 / 120 / 120 / 130* / 130 *kg *dubbel kruisframe
Artikelnummer	210139 / 210142 / 210145 / 210148 / 210151**
Artikelnummer met trommelremmen	211139 / 211142 / 211145 / 211148 / 211151**
Bruto adviesprijs	€999,- / €1189,-** (zonder) en € 1189,- / €1379,- ** (met trommelremmen)

Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.