

Anti-Decubitus

Dietz DebbonAir

Onze zitkussens met luchtcellen begeleiden u bij het dagelijks leven.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4

3882 TR Putten

Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

Dietz DebbonAir zitkussen



Voor mensen die een risico lopen op het ontstaan van Decubitus of er door getroffen zijn, is een uitgesproken hulpmiddel noodzakelijk. Wij bieden u het zitkussen DebbonAir van Dietz. Deze kan het ontstaan van Decubitus voorkomen of helpen het herstel te bevorderen.

- Comfortabel luchtcel zitkussen voor Decubitus-Prohylaxe
- Gemaakt van brandwerend materiaal
- Anti allergisch
- Bacterie- en schimmelwerend
- Kussen en bekleding wasbaar tot 65 graden
- Wordt geleverd inclusief nylon stretch bekleding, reparatieset en luchtpomp

Technische gegevens Dietz DebbonAir luchtzitkussens

	1	1	2	2
Aantal ventielen	1	1	2	2
Hoogte cm	10	6	10	6
Maximale belastbaarheid kg	150	150	150	150
Gewicht kg	Ca. 0,9	Ca. 0,9	Ca. 0,9	Ca. 0,9
Afmeting L x B cm	36 x 36	36 x 36	36 x 36	36 x 36
Artikelnummer	420027	42033	420020	420039
Afmeting L x B cm	36 x 40	36 x 40	36 x 40	36 x 40
Artikelnummer	420026	420032	420019	420038
Afmeting L x B cm	40 x 40	40 x 40	40 x 40	40 x 40
Artikelnummer	420028	420034	420021	420040
Afmeting L x B cm	44 x 40	44 x 40	44 x 40	44 x 40
Artikelnummer	420029	420035	420022	420041
Afmeting L x B cm	46 x 46	46 x 46		
Artikelnummer	420068	420067		
Afmeting L x B cm	48 x 48		48 x 48	
Artikelnummer	420031		420024	
Bruto Adviesprijs	€ 399	€ 399	€ 399	€ 399

Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.