

# Douchestoeltje

Dietz 240 241 242 243

Onze douchestoeltjes begeleiden u bij het dagelijks leven.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-Actief Zorghulpmiddelen BV

Kolk 10 – 12

4241 TJ Arkel

Tel: 0183 618602

Fax: 0183 628892

E-mail: [info@re-actief.com](mailto:info@re-actief.com)

Website: [www.re-actief.com](http://www.re-actief.com)

## Dietz Douchestoeltjes



*De Dietz douchestoeltjes uw stabiele hulp tijdens het douchen*

### Standaard

- **DH 240 douchestoeltje zonder rugleuning**
  - 5 x in hoogte verstelbaar
  - Zuignappen
  - Bruto Adviesprijs €69,00
- **DH 241 douchestoeltje met rugleuning**
  - 5 x in hoogte verstelbaar
  - Zuignappen
  - Bruto adviesprijs € 89,00
- **DH 242 douchestoeltje met intiem uitsparing zonder rugleuning**
  - 7 x in hoogte verstelbaar
  - Anti slip rubber doppen
  - Bruto Adviesprijs € 79,00
- **DH 243 douchestoeltje met rugleuning en intiem uitsparing**
  - 7 x in hoogte verstelbaar
  - Anti slip rubber doppen
  - Bruto Adviesprijs €99,00

### Technische gegevens Dietz douchestoeltjes 240 / 241 / 242 / 243

Omschrijving	Douchestoeltje
Zitbreedte	50 / 50 / 41,5 / 41,5 cm
Kleur	Wit
Zitdiepte	29 / 29 / 37 / 37 cm
Zithoogte	39 – 49 / 39 – 49 / 38 – 53 / 38 – 53 cm
240 / 242	Geen rugleuning
241 / 243	Rugleuning
242 / 243	Intiem uitsparing
Gewicht stoeltje	2,0 / 2,8 / 2,2 / 3,1 kg
Maximaal gebruikers gewicht	100 kg
Totale breedte	50 / 50 / 48 / 48 cm
Totale hoogte	42 – 52 / 72 – 82 / 38 – 53 / 68 – 83 cm

Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.