



Douchestoel

Dietz 9400-A

Onze douchestoeltjes begeleiden u bij het dagelijks leven.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4
3882 TR Putten

Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

Dietz Douchestoel



De Dietz douchestoeltjes uw stabiele hulp tijdens het douchen. Poedercoated opvouwbaar aluminium frame. Het stoeltje kan gedesinfecteerd worden en is geschikt voor een natte ruimte.

Standaard 9400-A

- Kleur wit
- 4 x in hoogte verstelbaar
- Soft pad in zitting en uitneembaar
- Opvouwbaar
- Anti slip rubberdoppen

Optie

- 9401-A: gelijk aan 9400-A maar met een vast frame
- 9401-A : vast frame douchestoel zonder rugleuning

Technische gegevens Dietz douchestoeltjes 9400-A

Omschrijving	Douchestoeltje
Zitbreedte	40 cm
Kleur	Wit
Gewicht stoeltje	4 kg
Zithoogte	46 – 53 cm
Maximaal gebruikers gewicht	120 kg
Totale breedte	52,5 cm
Totale hoogte	95 cm
Zitdiepte	40 cm
Hoogte armleggers	20 cm

Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.