

Douche / toiletstoel

Dietz Levina 320 / 400

Onze douche / toiletstoelen begeleiden u bij het dagelijks leven.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-Actief Zorghulpmiddelen BV

Kolk 10 – 12

4241 TJ Arkel

Tel: 0183 618602

Fax: 0183 628892

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Dietz Douche / toiletstoelen



De Dietz douche / toiletstoelen hebben een brede inzetbaar in de professionele verzorging. Het stabiele frame heeft standaard opklapbare armleggers en een opklapbare beensteun. De rugleuning, zitting en armleggers zijn gepolsterd met zachte bekleding.

Standaard Levina 400

- Kleur wit met zwarte bekleding
- Hoogte verstelling d.m.v. eenmalig instelling
- Inclusief toiletemmer Pregero
- Remmen
- Zitting met uitsparing
- 24 inch achterwielen en 5 inch voorwielen
- Aluminium frame poedercoated
- Bruto Adviesprijs € 699,00

Optie

- Levina 320
- Gelijk aan model 400 maar nu met 4 x 5 inch wielen

Technische gegevens Dietz douchestoeltoiletstoel Levina 400 / 320

Omschrijving	Douchestoeltje
Zitbreedte	44 cm
Kleur	Wit
Gewicht stoeltje	17,5 / 12,1 kg
Zithoogte	53 cm
Maximaal gebruikers gewicht	120 kg
Totale breedte	55 cm
Totale hoogte	93 cm
Zitdiepte	42 cm
Hoogte armleggers	22,5 cm

Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.