

Rollatoren

Dietz ERGO rollator

De elegante, betrouwbare partner voor onderweg.

Onze rollatoren begeleiden u door een bewegend leven van alle dag.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4
3882 TR Putten
Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

ERGO ROLLATOR



De Ergo rollator, of het nu thuis of onderweg is, bewijst keer op keer met zijn stalen frame en hoge belastbaarheid een betrouwbare partner voor elke dag te zijn. Door de hoge standaard uitrusting biedt de Ergo rollator meer mobiliteit en flexibiliteit. Onze Ergo rollator is een technische hoogwaardige rollator met een modern design.

Standaard:

- 9,1 kg gewicht
- Eenvoudig opklapbaar
- Leverbaar in 2 kleuren zilver en blauw
- Belastbaar tot 120 kg
- Mand, rugleuning, stokhouder en mand
- Stalen frame
- PU banden
- Parkeerrem en handrem

Optie

- Eenhandige rembediening
- Onderarmschalen
- Zuurstofhouder
- Leverbaar als XXL rollator



Technische gegevens Ergo Provocatie

Omschrijving	Rollato 326 / 328 zilver / blauw
Hoogte handgrepen 326 / 328	78 – 95 cm
Hoogte handgrepen 331 / 332	78 – 100 cm
Hoogte handgrepen verlengd model 336	78 – 115 cm
Zithoogte alle modellen	45, 2 cm
Zitdiepte alle modellen	16 cm
Zithoogte alle modellen	62 cm
Maximaal gebruikers gewicht alle modellen	120 kg
Zitbreedte	45 cm
Gewicht rollator	9,1 kg
Gewicht mand en dienblad	1,4 kg
	Tüv goedkeuring

Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.