

Dietz Delta rollator

Dietz opvouwbaar looprek

Dietz vierpoot

De elegante betrouwbare
loophulpmiddelen voor elke dag.

Onze loophulpmiddelen begeleiden
u door een bewegend leven van alle
dag.

Ondersteuning door techniek,
functionaliteit en design.

Re-actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4

3882 TR Putten

Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

Dietz Loophulpmiddelen



De Dietz loophulpmiddelen, of het nu thuis of onderweg is, bewijzen keer op keer met design en hoge belastbaarheid een betrouwbare partner te zijn voor elke dag. Onze loophulpmiddelen zijn technische hoogwaardige met een modern design.

Delta rollator DGW ergo

- Stabiel stalen frame
- Kleur: blauw
- Handgrepen traploos in hoogte verstelbaar
- Anatomisch gevormde handgrepen
- PU banden

Opvouwbaar looprek G-104

- Stabiel aluminium frame; brons kleur
- 5 x in hoogte verstelbaar
- Anti slip doppen
- Met een knop opvouwbaar

Vierpoot VFG-1

- Aluminium frame
- Handgreep anatomisch en in hoogte verstelbaar
- Brons kleur

Wij leveren ook:

- 4 wiel rollatoren , krukken, wandelstokken

Technische gegevens	loophulpmiddelen
Omschrijving	
Delta	306 NPU
Breedte	70 cm
Totale diepte	55 cm
Hoogte verstelling handgreep	78 – 94 cm
Maximaal gebruikers gewicht	100 kg
Eigen gewicht	6,2 kg
Looprek opvouwbaar	G104
Hoogte	82 – 92 cm
Maximaal gebruikers gewicht	100 kg
Eigen gewicht	2,3 kg
Vierpoot	VFG-1
Hoogte verstelling handgreep	75 – 90 cm
Maximaal gebruikers gewicht	100 kg
Eigen gewicht	0,9 kg
Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.	