



Toiletverhogers

Dietz TSE-1

Dietz Relaxon Star

Dietz Relaxon Basic

Onze toiletverhogers begeleiden u bij het dagelijks leven.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4

3882 TR Putten

Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

Dietz Toiletverhogers



De Dietz toiletverhogers zijn stabiel en leverbaar in verschillende uitvoeringen

TSE 1 toiletverhoger

- ABS kunststof toiletverhoger
- Zithoogte 3 x instelbaar
- Weg klapbare armleggers
- Deksel en opklapbare zitting
- Originele bril moet van de wc verwijderd worden
- Bruto Adviesprijs € 89,00

Relaxon Star

- ABS kunststof toiletverhoger
- In hoogte verstelbaar
- Afneembare en weg klapbare armleggers
- Originele bril moet van de wc verwijderd worden
- Origineel ontwerp door DIETZ
- Bruto Adviesprijs € 99,00

Relaxon Basic

- Anatomisch zitvlak
- 10 cm hoogte
- Montage zonder gereedschap
- Maximaal gebruikers gewicht 200 Kg
- Bruto adviesprijs zonder deksel €39,00
- Bruto adviesprijs met deksel € 44,00

Technische gegevens Dietz toiletverhogers

Omschrijving	Toiletverhoger
Relaxon Basic	
Maten	40 / 36,8 / 10
Maat opening	27,7 / 20,5 cm
Zithoogte	10 cm
Maximaal gebruikers gewicht	200kg
TSE-1	
Hoogte	8 / 12 / 16
Maat opening	28 / 23
Maximaal gebruikersgewicht	120 Kg
Relaxon Star	
Hoogte	19,5 cm
Maximaal gebruikers gewicht	130 kg
Zitbreedte	53,5 / 38 cm

Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.