



Sitzbreite 56 bis 60 cm



Sitzbreite 41 bis 45 cm

## Cyrius – der e-Fahrer von DIETZ

Mit der Cyrius-Reihe bietet DIETZ e-Fahrer im gehobenen Mittelklassesegment. Je nachdem, ob man eher langsam und eine große Reichweite für seine täglichen Fahrten bevorzugt, oder kürzere Strecken schneller zurücklegen möchte – beim Cyrius gibt es für jeden Bedarf das richtige Modell.

Kompakt, kraftvoll und mit der vom Joystick aus zu bedienenden, optionalen Sitzkantung erfüllt der Cyrius – auch dank seiner variablen Sitzbreiten und der max. Zuladung von 205 kg – jeden individuellen Wunsch seines Fahrers. Selbstverständlich sind alle Modelle für die Straße zugelassen.

## Cyrius e-Fahrer

**NEU**

**Max. Zuladung  
205 kg**

### Standard

- Geschwindigkeit von 6 bis 15 km/h inklusive §21 StVZO-Gutachten
- Max. Reichweite 35 km
- Indoor/Outdoor, bestens geeignet für längere Fahrten und Steigungen
- Gefedertes Fahrwerk
- Sehr hohe Motorleistung (2 x 700 W)
- Große Antriebs- und Lenkräder für guten Geradeauslauf und gute Hindernisbewältigung
- Graue, abriebspurenfreie Bereifung
- Sehr präziser Joystick mit 5 unterschiedlichen Steuerungsprofilen
- Sicherheitsrahmen zum Joystickschutz
- Controller VR2 (90 Amp)
- Batterien 2 x 12 V/62 Ah
- Ladegerät inklusive
- ErgoFit Kontursitz
- Sicherheitsgurt serienmäßig
- Max. Zuladung 205 kg
- Sehr kleiner Wenderadius von 8,5 cm
- LED-Beleuchtung rundum
- Alu-Rahmen
- Schwerlasttaugliche Beinstützen
- Aluminium-Beinstützen in Höhe und Länge einstellbar
- Seitenstabilisatoren, verstellbar in Höhe und Weite
- Sitzbezug aus Dartex: atmungsaktiv, wasserundurchlässig, desinfizier- und waschbar

### T-Modelle: Standardausstattung plus

- Stufenlose Sitzkantelung im Bereich von 0° bis 46°, Bedienung über PGDT Joystick
- ErgoFit+ Kontursitz mit universell verstellbarer und anatomisch geformter Kopfstütze mit Dartex Bezug

### Optionen für alle Modelle

- 80 Ah Batterien (Reichweite bis zu 50 km)
- Winkelverstellbare Beinstützen
- Elektrische winkelverstellbare Beinstützen

### Optionen nur für T-Modelle

- Tilt & Drive (Fahren mit gekanteltem Sitz möglich)

	Cyrius1000 V6				Cyrius1000 V10			
HMV-Nr.	Beantragt				Beantragt			
Bezeichnung	e-Fahrer				e-Fahrer			
Farbe	Eisblau				Eisblau			
Sitzbreite (cm)	41-45	46-50	51-55	56-60	41-45	46-50	51-55	56-60
Geschwindigkeit (km/h)	6				10			
Max. Zuladung (kg)	205				205			
Reichweite (km)	35				35			
Motorleistung (W)	2 x 700				2 x 700			
Batterien (V/Ah)	2 x 12/62				2 x 12/62			
Gesamtgewicht (kg)	106				106			
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>390101</b>	<b>390102</b>	<b>390103</b>	<b>390104</b>	<b>390105</b>	<b>390106</b>	<b>390107</b>	<b>390108</b>
<b>Preis (Euro)</b>	<b>6.555,00</b>	<b>6.555,00</b>	<b>6.555,00</b>	<b>7.310,00</b>	<b>7.254,00</b>	<b>7.254,00</b>	<b>7.254,00</b>	<b>8.009,00</b>

	Cyrius1000 V6-T				Cyrius1000 V10-T			
HMV-Nr.	Beantragt				Beantragt			
Bezeichnung	e-Fahrer				e-Fahrer			
Ausstattung	wie Cyrius 1000 V6 <b>plus elektr. Sitzkantelung</b>				wie Cyrius 1000 V10 <b>plus elektr. Sitzkantelung</b>			
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>390201</b>	<b>390202</b>	<b>390203</b>	<b>390204</b>	<b>390205</b>	<b>390206</b>	<b>390207</b>	<b>390208</b>
<b>Preis (Euro)</b>	<b>8.145,00</b>	<b>8.145,00</b>	<b>8.145,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.844,00</b>	<b>8.844,00</b>	<b>8.844,00</b>	<b>9.599,00</b>



Kompakt und leicht zu manövrieren



PGDT Joystick für Antrieb, Lenkung, LED-Beleuchtung (Sitzkantelung bei T-Modellen), serienmäßig mit Schutzrahmen.



Rundum leistungsstarke LED für hohe Sicherheit



Elektrische Sitzkantelung im Bereich von 0° bis 46°, stufenlos steuerbar über Joystick



Bei T-Modell: Schalenkopfstütze, in alle Richtungen verstellbar, mit Dartex Bezug

**Cyrius1400 V12**

Beantragt			
e-Fahrer			
Eisblau			
41-45	46-50	51-55	56-60
12			
205			
35			
2 x 700			
2 x 12/62			
106			
<b>390109</b>	<b>390110</b>	<b>390111</b>	<b>390112</b>
<b>7.254,00</b>	<b>7.254,00</b>	<b>7.254,00</b>	<b>8.009,00</b>

**Cyrius1400 hivel**

Beantragt			
e-Fahrer			
Eisblau			
41-45	46-50	51-55	56-60
15			
191			
50			
2 x 700			
2 x 12/80			
106			
<b>390113</b>	<b>390114</b>	<b>390115</b>	<b>390116</b>
<b>7.737,00</b>	<b>7.737,00</b>	<b>7.737,00</b>	<b>8.492,00</b>

**Cyrius1400 V12-T**

Beantragt			
e-Fahrer			
wie Cyrius 1400 V12 <b>plus elektr. Sitzkantelung</b>			
<b>390209</b>	<b>390210</b>	<b>390211</b>	<b>390212</b>
<b>8.844,00</b>	<b>8.844,00</b>	<b>8.844,00</b>	<b>9.599,00</b>

**Cyrius1400 hivel-T**

Beantragt			
e-Fahrer			
wie Cyrius 1400 hivel <b>plus elektr. Sitzkantelung</b>			
<b>390213</b>	<b>390214</b>	<b>390215</b>	<b>390216</b>
<b>9.327,00</b>	<b>9.327,00</b>	<b>9.327,00</b>	<b>10.082,00</b>

## Zubehör für Cyrius

	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
<b>Abduktionskeil</b>		
Klein, inkl. Anbaurahmen, Dartex-Bezug	<b>390313</b>	<b>212,00</b>
Groß, inkl. Anbaurahmen, Dartex-Bezug	<b>390314</b>	<b>239,00</b>
<b>Infusionshalter</b>		
inkl. Anbauvorrichtung	<b>390304</b>	<b>155,00</b>
<b>Abschließbare Transportbox</b>		
Montage hinten, inkl. Anbaurahmen	<b>390303</b>	<b>199,00</b>
<b>Rückentasche</b>		
zum Anschnallen	<b>390308</b>	<b>85,00</b>
<b>Batterieoption</b>		
12 V/80 Ah Batterie (Hersteller YUASA)	<b>390307</b>	<b>299,00</b>
<b>Kopfstütze zum ErgoFit-Sitz</b>		
In allen Ebenen verstellbar, anatomisch geformt und mit Dartex-Bezug	<b>390309</b>	<b>349,00</b>
<b>Winkelbare Beinstützen</b>		
Manuell winkelverstellbare Beinstütze, links	<b>390301</b>	<b>185,00</b>
Manuell winkelverstellbare Beinstütze, rechts	<b>390302</b>	<b>185,00</b>
Elektrisch winkelverstellbare Beinstütze, links	<b>390305</b>	<b>895,00</b>
Elektrisch winkelverstellbare Beinstütze, rechts	<b>390306</b>	<b>895,00</b>

Preise: VK netto zzgl. gesetzl. MwSt.