

Scootmobielen meeneembaar

Mobiliteit voor elke dag

Met de juiste aandrijving gaat alles veel gemakkelijker.

Onze scootmobielen begeleiden u door een bewegend leven van alle dag.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-actief Zorghulpmiddelen BV

Eng West 2-4
3882 TR Putten
Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

GoGo Elite Traveller



De GoGo Elite traveller is een stabiel rijdende compacte scootmobiel. Eenvoudig mee te nemen door zijn deelbaar frame en afneembare stoel en mand.

De afneembare batterijen box zorgt ervoor dat u de scootmobiel eenvoudig kunt opladen terwijl de scootmobiel zelf bijvoorbeeld in de auto blijft.

Standaard bij de GoGo Elite traveller

- Eenvoudig deelbaar frame
- Batterijen 2 x 12V/12 amp
- Stuurkolom verstelbaar met handknop
- Stoel is verstelbaar in hoogte.
- Kleurenset rood / blauw en grijs.
- Mand
- Actieradius Ca. 12 km
- Maximale belasting 113Kg
- Gewicht zonder batterijen 35,5 kg
- Armleggers in breedte en hoek verstelbaar
- Achterwiel aandrijving
- Pu banden
- Bodemvrijheid 5 cm
- Stoel is draaibaar voor eenvoudige instap
- Rugleuning is omklapbaar
- Dashboard met batterijindicatie meter en sleutel
- Zwaarste deel bij demontage 13,6 kg
- Totale lengte: 100.96 cm
- Laadtijd +/- 6 uur.
- Inclusief oplader
- Leverbaar als 3 of 4 wiel scootmobiel

