

Scootmobielen meeneembaar

Mobiliteit voor elke dag

Met de juiste aandrijving gaat alles veel gemakkelijker.

Onze scootmobielen begeleiden u door een bewegend leven van alle dag.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-actief Zorghulpmiddelen BV

Eng West 2-4
3882 TR Putten
Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

GoGo Traveller Plus



De GoGo Traveller Plus is een stabiel rijdende compacte scootmobiel. Eenvoudig mee te nemen door zijn deelbaar frame en afneembare stoel en mand. De stuur kolom heeft een delatstuur.

De afneembare batterijen box zorgt ervoor dat u de scootmobiel eenvoudig kunt opladen terwijl de

scootmobiel zelf bijvoorbeeld in de auto blijft.

Standaard bij de GoGo Traveller Plus

- Eenvoudig deelbaar frame
- Batterijen 2 x 12V/17 amp
- Stuurkolom verstelbaar met handknop
- Stoel is verstelbaar in hoogte.
- Kleurensset rood / blauw en grijs.
- Mand
- Actieradius Ca. 16 km
- Maximale belasting 113Kg
- Gewicht zonder batterijen 35,5 kg
- Armleggers in breedte en hoek verstelbaar
- Achterwiel aandrijving
- Pu banden
- Bodemvrijheid 5 cm
- Stoel is draaibaar voor eenvoudige instap
- Rugleuning is omklapbaar
- Dashboard met batterijindicatie meter en sleutel
- Zwaarste deel bij demontage 13,6 kg
- Totale lengte: 102,23 cm 4 wiel
- Bandenmaat voor 20, 3 cm achter 22,8 cm
- Draaicirkel 4 wiel 110 cm / 3 wiel 86,35 cm
- Laadtijd +/- 6 uur.
- Inclusief oplader
- Leverbaar als 3 of 4 wiel scootmobiel

GOOGO
ELITE TRAVELLER PLUS

Pride
Mobility Products Corp.

