

Scootmobielen

Victory XL 140

Met de juiste aandrijving gaat alles veel gemakkelijker.

Onze scootmobielen begeleiden u door een bewegend leven van alle dag.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-Actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4

3882 TR Putten

Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

Victory XL 140 Scootmobiel



De Victory XL 140 biedt de gebruiker een aansprekend design, de modernste uitvoering en een eenvoudige bediening. De technische uitrusting van deze scootmobiel maakt het mogelijk om altijd de juiste zitpositie te vinden en in luxe comfortabel te rijden.

Standaard

- Snelheid tot 20 km/h mogelijk.
- Volledige vering voor optimaal gebruik
- Gesloten hydraulische remmen
- Gel batterijen en oplader
- Actieradius afhankelijk van gebruikers gewicht en weg omstandigheden
- Verlichtingset en knipperlichten
- Grote 33 cm banden voor uitstekende prestaties
- Stuur instelbaar met delta handgreep
- Stoel met verstelbare rugleuning, armleggers en hoofdsteun
- Dubbel remsysteem, elektrisch, regeneratief en elektromechanisch
- Achteruitkijk spiegel
- Mand
- Achterwiel aandrijving, gesloten differentieel, 24-volt DC motor
- Oplader 8 amp

Optie:

- Stokhouder
- Zuurstofhouder
- Achtermandje
- Rollatorhouder
- Regenhoes

Technische gegevens Victory 140

Omschrijving	Scootmobiel
Totale lengte zonder toebehoor	140 cm
Kleur	Body rood of zwart , stoel zwart of grijs
Zithoogte	instelbaar
Totale breedte	71 cm
Snelheid	tot 20 kmh
Draaicirkel	149.75 cm
Maximale hoek	10%
Actieradius	Tot 35 km
Gewicht	95,25 kg exclusief batterijen
Laadtijd	Ca 6 uur
Batterijen	2 x 12 v 50 amp of 2 x 75 amp (batterijen worden niet meegeleverd!)
Vering	Voor en achter
Banden	10 x 33 cm
Maximale belasting	181 kg
Bodem vrijheid	13,75 cm
Artikel nummer	MM1400/MM1402

Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.