

## Tweepersoonsbed

### ProDuo

#### Geschikt voor thuiszorg en verpleeghuis

Het ideale twee persoonsbed.

Ondersteuning door techniek,  
functionaliteit en design.

**Re-Actief Zorghulpmiddelen BV**

Hoge Eng West 2-4  
3882 TR Putten  
Holland

E-mail: [info@re-actief.com](mailto:info@re-actief.com)

Website: [www.re-actief.com](http://www.re-actief.com)

Tel: +31 (0) 341 350593

## Twee persoonsbed ProDuo



*Het ProDuo 2-persoons bed heeft 2 gedeelde, 90cm brede ligvlakken met, onafhankelijk van elkaar, elektrische bedienbare hoofd- en voeteinden. Doordat de motoren weggewerkt zijn in de houten ombouw kunnen beide ligvlakken parallel van 36 cm tot 76 cm hoogte ingesteld worden. Alle functies worden met een licht bedienbare handbediening gestuurd. De mee geleverde papagaai kan links, rechts of in het midden van het hoofdeinde geplaatst worden.*

#### Standaard:

- 2 x 4-delige ligbodern
- Motoren in frame gebouwd
- Hoofd- en voetdeel afzonderlijk verstelbaar
- 4 beremde wielen met blokkeerstand
- Papagaai links, in het midden of rechts monteerbaar
- Trendelenburg enti trendelenburg mogelijk
- Huiselijk ontwerp door houten ombouw
- Elektrische hoogte verstelling
- Elektrische hoofddeel- en knieverstelling voor ieder ligvlak afzonderlijk instelbaar
- Knik van het voetdeel omkeerbaar met handbediening
- Manuele knop met functiebeveiliging
- Wordt geleverd inclusief 1 stuks papagaai en triangel

#### Technische omschrijving

2-persoons bed met 2 ligvlakken

Afmetingen ligvlak 2 x 90cm x 200cm

Linak motorentechniek IP 54

Elektrisch in hoogte verstelbaar (cm) Van 36 tot 76

Elektrisch voet- en hoofdverstelling Afzonderlijk verstelbaar

Maximaal gebruikersgewicht 2 x 135kg

Inclusief Houten ombouw en 1 papagaai met triangel

Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.