



Scootmobielen

Re-Actief Liteway

Met de juiste aandrijving gaat alles veel gemakkelijker.

Onze scootmobielen begeleiden u door een bewegend leven van alle dag.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4

3882 TR Putten

Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

Re-Actief Liteway



De Re-Actief Liteway is een flexibele scootmobiel die past in een actief leven. Eenvoudig deelbaar om mee te nemen in de auto en groot genoeg om comfortabel en wendbaar er op uit te gaan. Leverbaar in verschillende kleuren en als 3 wiel scootmobiel. De Liteway is wendbaar en heeft een modern design.

Standaard

- Snelheid 6,5 km/h
- Afneembare mand onder zitting
- Gel batterijen en oplader
- Actieradius 18 km*
- Afneembare stoel
- Neerklapbaar stuur
- Afneembare accu pak
- Stoel met verstelbare armleggers
- Frame is eenvoudig deelbaar
- Achterwiel aandrijving
- Deze scootmobiel is ontworpen in Europa

Technische gegevens Re-Actief Liteway

Omschrijving	Scootmobiel
Totale lengte zonder toebehoor	107cm
Kleur	Rood, blauw en Grahite
Zithoogte	instelbaar
Totale breedte	56cm
Snelheid	0 < 6,4kmh
Maximale hoek	10%
Actieradius	Ca. 12-18 km
Laadtijd	Ca 6 uur
Batterijen	2 x 12 v 15 amp
Banden	20x 6,5 cm voor 20 x 5 cm achter
Maximale belasting	136 kg
Bodem vrijheid	9 cm
Artikel nummer	EV1002
Bruto Advies prijs	€1695,00

Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voor afgaande mededelingen.