

Scootmobielen

Liteway 8

Met de juiste aandrijving gaat alles veel gemakkelijker.

Onze scootmobielen begeleiden u door een bewegend leven van alle dag.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4

3882 TR Putten

Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

Liteway 8 Scootmobiel



De Liteway 8 is de meeste gebruiksvriendelijke 12km/h scootmobiel in scootmobiel land.

Het Aluminium deelbaar frame, afneembare batterijen, Captain stoel en mand maken dat deze scootmobiel eenvoudig is mee te nemen voor mensen met een beperkte kracht.

De rijeigenschappen overtuigen direct en het design is open en modern.

Standaard

- Snelheid tot 12,4 km/h mogelijk.
- Deelbaar aluminium frame
- Gel batterijen en oplader
- Actieradius afhankelijk van gebruikers gewicht en weg omstandigheden
- Lucht banden voor uitstekende prestaties
- Stuur traploos instelbaar met overzichtelijk dashboard
- Stoel is afneembaar met verstelbare rugleuning, armleggers en hoofdsteun.
- Magnetische rem.
- Mand
- Achterwiel aandrijving
- Oplader 8 amp
- Volledige verlichtingsset met knipperlichten

Optie:

- Stokhouder
- Zuurstofhouder
- Regenhoes

Omschrijving	Scootmobiel 8
Totale lengte zonder toebehoor	120 cm
Kleur	Metalic blauw, Salsa rood en donker grijs
Zithoogte	Vast
Totale breedte	59 cm
Snelheid	tot 12,4kmh
Draaicirkel	140 cm
Maximale hoek	10%
Actieradius	Tot 38 km
Gewicht	82 kg inclusief batterijen
Laadtijd	Ca 6 uur
Batterijen	3 sets van 15 amp x2
Vering	Random vering
Banden	Voor 230 x 65 mm achter 230 x 65 mm
Maximale belasting	136 kg
Bodem vrijheid	9 cm
Zwaarste deel	18 kg

Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.