



Elektrische rolstoelen

Met de juiste aandrijving gaat alles veel gemakkelijker.

Onze rolstoelen begeleiden u door een bewegend leven van alle dag.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4

3882 TR Putten

Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

WeGo Elektrische rolstoel



Met de WeGo is de tijd voorbij dat de begeleider van een rolstoel hard moest werken om de stoel vooruit te krijgen.

De technische uitrusting van deze elektrische rolstoel maakt het mogelijk om een gebruiker onder begeleiding comfortabel te rijden.

De nieuwe WeGo biedt de gebruiker een aansprekend design, de modernste uitvoering en een eenvoudige bediening.

WeGo een veelzijdige metgezel waardoor de wereld weer een stukje groter wordt.

- Snelheid 5 km/h
- Delta stuur voor begeleider in hoek verstelbaar
- Gel batterijen en oplader
- Actieradius tot 8 kilometer
- Stoel is in hoogte verstelbaar
- Luchtbanden 31 cm
- Stuur instelbaar met delta handgreep
- Stoel met verstelbare rugleuning, armleggers en hoofdsteun
- Achterwiel aandrijving
- Eenvoudig uitneembaar om mee te nemen in de auto.

Technische gegevens Re-Actief WeGo

Omschrijving	Elektrische rolstoel
Totale maat	1000 x 600 mm
Kleur	Metallic rood
Zithoogte	instelbaar
Totale breedte	63 cm
Snelheid	0 < 15 km/h
Draaicirkel	132 cm
Actieradius	Ca.8 km
Gewicht batterijen	10,1 kg
Laadtijd	Ca 6 uur
Batterijen	2 x 12 v 15 amp
Banden	Voor 178 mm achter 200mm
Maximale belasting	113 kg
Maximale veilige hoek	6 graden
Artikel nummer	WeGo 2010
Bruto Advies prijs	€1999,00

Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.