



Seniorenbed

Ninnare

COMFORT

Comfort en flexibiliteit

Onze seniorenbedden zijn eenvoudig te installeren en te onderhouden.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4

3882 TR Putten

Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

Seniorenbed Ninnare Comfort



Het Ninnare Comfort seniorenbed is zeer eenvoudig en snel op te bouwen. Geschikt voor de meeste situaties thuis.

Keuze uit verschillende ligbodems. Door de hoge standaard uitrusting biedt het Ninnare Comfort seniorenbed meer comfort en flexibiliteit.

Ons Ninnare seniorenbed is een technisch hoogwaardig bed met een modern design.

Kleuren: Wit, Zwart, Beuken, Ahorn, Zilver en Noten

Standaard:

- Seniorenhoogte
 - Eenvoudig op te bouwen
 - Leverbaar in verschillende hout kleuren
 - Belastbaar tot 135 kg
 - Zijhekken mogelijk
 - Twee persoonsmaten hebben geen middenbalk
 - Verschillende ligbodems mogelijk
 - Geschikt voor bed in bedsystemen.
 - Leverbaar in verschillende breedte maten
- Optie:
- Nachtkastje in verschillende uitvoeringen
 - Kledingkast
 - Tafel en stoelen
 - Bed in bedsystemen



Technische gegevens Ninnare Comfort senioren bed

Omschrijving	Senioren bed
Hoogte zijdeel vanaf de grond	51 cm
Hoogte zijdeel	26,5 cm
Ligvlak eenpersoons	70 / 80 en 90 x 200 cm
Maximaal gebruikersgewicht	135 kg
Materiaal	MDF 25 mm
Hoogte hoofdzijde	85 cm
Hoogte voetzijde	75 cm
Ligvlak tweepersoons	100 / 120 / 140 / 160 en 180 cm
Lengte	200 / 210 en 220 cm

Bruto Advies prijs vanaf:

Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.