



Senioren

verpleegbed

Ninnare

Comfort en flexibiliteit

Onze verpleegbedden zijn eenvoudig te installeren en te onderhouden.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4

3882 TR Putten

Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

Senioren verpleegbed Ninnare



Het Ninnare senioren verpleegbed is zeer eenvoudig en snel op te bouwen. Geschikt voor de meeste situaties thuis.

Keuze uit verschillende ligbodems. Door de hoge standaard uitrusting biedt het Ninnare senioren verpleegbed meer comfort en flexibiliteit.

Ons Ninnare senioren verpleegbed is een technisch hoogwaardig verpleegbed met een modern design.

Standaard:

- Seniorenhoogte
- Eenvoudig op te bouwen
- Leverbaar in verschillende hout kleuren
- Belastbaar tot 135 kg
- Zijhekken mogelijk
- Bedgalg mogelijk
- Verschillende ligbodems mogelijk
- Geschikt voor bed in bedsystemen.
- Leverbaar in verschillende breedte maten

Optie

- Nachtkastje in verschillende uitvoeringen
- Mobilia als uitstap / zit verpleegbed
- Kledingkast
- Tafel en stoelen
- Bed in bedsystemen



Technische gegevens Ninnare senioren bed

Omschrijving	Senioren bed
Hoogte zijdeel vanaf de grond	51 cm
Hoogte zijdeel	26,5 cm
Ligvlak	90 / 100 / 140 / 160 of 180 x 200 cm
Maximaal gebruikersgewicht	135 kg
Materiaal	MDF
Hoogte hoofdzijde	85 cm
Hoogte voetzijde	75 cm

Bruto Advies prijs vanaf:

Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.