

## verpleegbed met valbescherming SRE11

### Geschikt voor thuiszorg en verpleeghuis

Het ideale veiligheidsbed voor  
een optimale verzorging.

Ondersteuning door techniek,  
functionaliteit en design.

**Re-Actief Zorghulpmiddelen BV**

Hoge Eng West 2-4

3882 TR Putten

Holland

E-mail: [info@re-actief.com](mailto:info@re-actief.com)

Website: [www.re-actief.com](http://www.re-actief.com)

Tel: +31 (0) 341 350593

## Verpleegbed met valbescherming



*Dit verpleegbed met valbescherming is toepasbaar voor cliënten  
vanaf 14 jaar.*

#### Standaard:

- Huiselijke uitstraling door houten ombouw
- Houten lattenbodem
- Elektrisch verstelbaar hoofddeel en knieknik
- Elektrische hoogte verstelling
- Knik van het voetdeel omkeerbaar met handbediening
- Naar boven weg zwenkbare valbescherming voor
- Vaste valbescherming aan de rugzijde
- 4 delig ligvlak voor eenvoudig transport deelbaar (motoren blijven in het frame)
- Ligvlak zonder gereedschap deelbaar van ombouw
- Vier beremde wielen met blokkeerfunctie
- Manuele knop met functiebeveiliging

#### Gebruik:

Dit veiligheidsbed is geschikt voor jongeren vanaf 14 jaar. Alle openingen aan hoofd- en zijhekken zijn <12cm (naar norm DIN EN 1970 en DIN EN 60601-2-38). Mocht bij de verzorgende het risico hiervan te hoog achten, dan zijn er plexiglas opvulplaten of een gepolsterde binnenbekleding verkrijgbaar. Aarzel niet te informeren naar de diverse mogelijkheden.

Technische omschrijving	SRE11	SRE11XL
Omschrijving	Verpleegbed met valbescherming	Verpleegbed met valbescherming
Afmeting buitenmaat (cm)	Ca. 100 x 208	Ca. 100 x 208
Afmetingen ligvlak (cm)	90x200	90x200
Hoogte van de houten ombouw (cm)	110 (zondermatras vanaf bovenkant ligvlak)	110 (zondermatras vanaf bovenkant ligvlak)
Linak motorentechniek	IP 54	IP 54
Elektrisch in hoogte verstelbaar (cm)	47 – 87 (gemeten zonder matras)	47 – 87 (gemeten zonder matras)
Elektrisch voet- en hoofdverstelling	Ja	Ja
Maximaal gebruikersgewicht (kg)	135	220
Afwijkende maten ligvlak op aanvraag mogelijk	Ja	Ja
Valbescherming voor	Naar boven weg zwenkbaar	Naar boven weg zwenkbaar
Valbescherming rugzijde	Vast	Vast
Accessoire:		
Binnenpolstering voor veiligheidsbed 90x200		

Prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.