



Verpleegbedden

Mühle Aldena

verpleegbed

Het elegante, betrouwbare verpleegbed.

Onze verpleegbedden zijn eenvoudig te installeren en te onderhouden.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-Actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4
3882 TR Putten
Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

Mühle Aldena verpleegbed



Aldena verpleegbed nu ook als extra laag verpleegbed

- Extreem laag ligvlak van 30,5 cm. Optie: 20 cm
- Maximale ligvlak hoogte 76 cm (68 cm bij 20 cm hoogte)
- Motoren zijn niet zichtbaar
- Absolute vrije ruimte onder het ligvlak
- Remmen zijn vast te zetten in elke hoogte of positie van het wiel
- Huiselijke uitstraling hout ombouw. Met geïntegreerde zijhekken
- Keuze uit 2 vormen ombouw
- Trendelenburg als optie
- Zeer veilig bed
- Zeer betrouwbaar in gebruik
- Demonteerbaar verschillende delen voor snel transport
- Bed lengte tot 220 cm als optie
- Ligvlak 200 x 90 cm 4 delig

Optie: Brand evacuatie systeem voor patiënt. Binnen 30 seconden uit de kamer en bed. Bel voor de mogelijkheden.

