

Mühle Medial

Thuiszorg verpleegbed

Het elegante, betrouwbare verpleegbed.

Onze verpleegbedden zijn eenvoudig te installeren en te onderhouden.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4
3882 TR Putten
Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

Mühle Medial Thuiszorg verpleegbed



Het Medial verpleegbed is zeer eenvoudig en snel op te bouwen. Geschikt voor de meeste situaties thuis. Inclusief zijhekken, bedgalg en 4-delige ligbodems. Keuze uit verschillende ligbodems. Door de hoge standaard uitrusting biedt de Medial meer comfort en flexibiliteit. Onze Medial is een technisch hoogwaardig verpleegbed met een modern design.

Standaard:

- 4-delige ligbodems
- Eenvoudig op te bouwen
- Leverbaar in verschillende hout kleuren
- Belastbaar tot 135 kg
- Zijhekken
- Bedgalg
- Knieknik
- Ook leverbaar als extra laag verpleegbed
- Leverbaar in verschillende lengte maten 200 cm en 210 cm.
- Handbediening met beveiliging
- 4 motoren
- Noodbatterij systeem leverbaar



Optie

- Nachtkastje in verschillende uitvoeringen
- Mobilie als uitstap / zit verpleegbed
- Kledingkast
- Tafel en stoelen
- Bed in bedsystemen



Technische gegevens Medial

Omschrijving	Verpleegbed
Hoogte verstelling	40 tot 80 cm
Ligvlak	200 x 90 cm / 210 x 90 cm/ 220 x 90 cm
Maximaal gebruikersgewicht	135 kg
Standaard instap hoogte	40 cm
Extra laag uitvoering instap	25 cm
Wielen	4 x 10 cm met rem
Bruto Advies prijs vanaf:	€1039,00
Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij houden het recht om technische specificatie te veranderen zonder voorafgaande mededelingen.	