

Verpleegbedden

Mobilia verpleegbed

Het elegante, betrouwbare verpleegbed.

Onze verpleegbedden zijn eenvoudig te installeren en te onderhouden.

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

Re-Actief Zorghulpmiddelen BV

Hoge Eng West 2-4

3882 TR Putten

Holland

E-mail: info@re-actief.com

Website: www.re-actief.com

Tel: +31 (0) 341 350593

Mobilia verpleegbed

Mobilia – Het activerende verpleegbed

De 3 varianten geven het Mobilia verpleegbed een brede inzet in de verzorging

Mobilia Casa



Het complete verpleegbed voor de thuissituatie of verpleeghuis

Verstelbaar, draaibaar en verrijdbaar in elke positie

Mobilia Cura



Het typische verpleeghuishuis bed

Ruime keuze in kleur ombouw en toebehoor

Mobilia Integra



Bed in bedstelsysteem geschikt voor:

Inzet voor bed ombouw privé gebruik

Bed in bed systeem geschikt voor hotel of sanatorium gebruik

Eigenschappen:

- Het ligvlak is naar beide zijde vrij draaibaar
- Ligvlak hoogte verstelling standaard 40 tot 80 cm. Bedden zijn ook leverbaar als extra laag bed.
- Keuze uit houtlatten ligvlak of raster
- Volledig 4-delig elektrisch verstelbaar ligvlak
- Rem systeem keuze uit enkel, 2 of 4 wielen centraal
- Mobilia Casa is uitermate geschikt voor gebruik bij patiëntenliften
- Huiselijke uitstraling houtombouw
- Inclusief zijhekken (Cura en Casa)
- Maximaal gebruikersgewicht:
- mobilia casa = 135 kg mobilia
- integra = 135 kg
- mobilia cura = 150 kg

Uitstap beugel

