

## Rolstoel

## Zit voorzieningen

## Rug voorzieningen

Voorzieningen voor ( semi) permanent gebruik Caneo rolstoelen

Ondersteuning door techniek, functionaliteit en design.

**Re-Actief Zorghulpmiddelen BV**

Hoge Eng West 2-4

3882 TR Putten

Holland

E-mail: [info@re-actief.com](mailto:info@re-actief.com)

Website: [www.re-actief.com](http://www.re-actief.com)

Tel: +31 (0) 341 350593

## CANEO Zit- en rugvoorzieningen



*In de Dietz CANEO wordt een lichte bouwwijze gecombineerd met een hoge frame stabiliteit. Door het hoge aantal opties is deze stoel inzetbaar in alle niveaus van de kwaliteitsverzorging.*

*De rolstoel is door zijn voorzieningen geschikt voor ( semi) permanent gebruik. Ook voor de uitleen is de Caneo een trouwe partner door het robuuste aluminium frame*

Het Caneo programma wordt ondersteund door een uitgebreide lijst aan extra voorzieningen

### Hoofdsteunen en armleggers

**Hoofdsteunen:** Smal, medium en large. Vorm is buigzaam en leverbaar in verschillende materialen bekleding en vulling.

**Armleggers:** Hemiplegi armleggers, extra breed, smal, lang. Leverbaar in verschillende materialen en vulling. Ook op maat gemaakt.



Zijkant bekleding van de spatschermen armleggers. Leverbaar in opmaat gemaakte vormen. Keuze uit verschillende soorten bekleding en vulling.

### Zitvoorzieningen

- Standaard zitting
- Drempel zitting
- Gesingelde zitting
- Contourzitting met DFC traagschuim en neopreen

Zitting zijn leverbaar in verschillende materialen: neopreen, velour, incontinentie materialen, leer en skai.

De uitsparingen voor decubitus kussens kunnen op maat gemaakt worden.

De zittingen zijn leverbaar met verschillende opties, zoals klapzitting, verschillende breedte en hoogte maten.

Kortom een produkt wat opmaat gemaakt wordt.

**Leverbaar in combinatie met onze Debbon air en Starlock kussens**



## Rugvoorzieningen



De rugvoorzieningen van de Caneo S,E en L zijn standaard al zeer goed met hun na spanbare rugleuning.

Maar met het Dr.Mooiman rugsysteem wordt de stoel geschikt voor (semi) permanent gebruik.

Leverbaar met een:

- Standaard gepolsterde rug.
- Gepolsterde rug met spanbanden.
- Gepolsterde rug met een actieve zithouding
- Gepolsterde rug met een passieve zithouding
- Anatomische gevormde rugleuning met wangen en lumbaalsteun.
- Leverbaar in verschillende materialen en vullingen

## Optie lijst voor Caneo S

- Werkbladen
- Stokhouder
- Antidiefstal beugel
- Zitbreedte : 36 , 39, 42, 45, 48 en 51 cm
- Wielbasis verlenging
- Trommelremmen
- Remhendel verlengers
- Regencape
- Beenzak.
- Verwarmingskussen met accu
- Veiligheidsgordel
- Paraplu

